



3 PLIS à usage unique







Masque 3 plis DailyK Type IIR Norme EN 14683:2019+AC2019 - Boite de 50

Nom du produit	Masque chirurgical 3 plis à usage unique		
Marque	DailyK		
Nombre par boîte	50 masques (5 sachets de 10)		
Type de masque	Masque Chirurgical 3 plis à usage unique Type IIR		
Efficacité de filtration bactérienne	EFB > 98%		
Norme	EN14683:2019 + AC:2019		
Туре	IIR		
Validité	2 ans		
Couches	3		
Dimensions	175 x 95 mm		
Couleur	Bleu		
Composition Couches extérieures : Polypropylène no Couche intérieur : E-PTFE tissu de filtra			

Nombre de couches

Méthode d'aplication



1/ Etalez le masque et accrochez-le aux oreilles des deux côtés



2/ Passer la barrette nasale afin d' adapter la forme du masque à votre morphologie.



3/ Tirez le masque vers le bas pour couvrir votre mâchoire et faciliter la respiration

LE PORT DU MASQUE NE DISPENSE PAS DES GESTES BARRIÈRES

- Le masque doit être remplacé dès qu'il devient humide ou après 4 heures d'utilisation maximum
- Après usage, jetez le masque dans une poubelle fermée
- Conservez dans un endroit sec et aéré, loin du feu et des matières inflammables
- Ce produit est non lavable, veuillez vous assurer qu'il est utilisé pendant la période de validité



Unité par boîte	50	Colis par palette	-
Boîtes par carton	40	Colis par couche	-
EAN colis	3700008300252	Nombre de couche	-
Dimensions colis (cm)	51,5 x 39 x 35,5 cm	Volume palette (m³)	-
Volume du colis (cm³)	0.07130175 m³		















Date de révision :22/07/2020

